



MS-3000

Магнитная мешалка

MS-3000 представляет собой компактную магнитную мешалку с рабочей поверхностью, изготовленной из нержавеющей стали. Прибор обеспечивает перемешивание жидкости со скоростью вращения магнитного элемента до 3000 об/мин. На сегодняшний день это самый высокий показатель максимальной скорости среди магнитных мешалок мировых производителей.

Благодаря сильным магнитам ведомый магнитный элемент не выпадает из магнитной муфты. При этом перемешивание не сопровождается нежелательным нагреванием и шумом.

Корпус мешалки MS-3000 изготовлен из прочной стали, покрытой порошковой эмалью, химически резистентной к кислотам и щелочам.

В комплект мешалок входит стандартный магнитный перемешивающий элемент цилиндрической формы (6x25 мм) для универсального пере-мешивания, инкапсулированный PTFE.

Магнитные мешалки идеально подходят для РН-метрии, экстракции и диализа с небольшими количествами вещества в лабораториях.

Спецификация

- Диапазон регулирования скорости: 0 - 3000 об/мин
- Магнитный перемешивающий элемент цилиндрической формы (6 x 25 мм) для универсального применения, инкапсулированный в PTFE.
- Объем перемешиваемой жидкости до 5 л
- Макс. размер перемешивающего элемента 50 мм
- Рабочая поверхность нержавеющая сталь,
- Размеры рабочей поверхности 110x110 мм
- Два цвета: синий (стандартный) белый (по заказу)
- Питание Внешний блок питания: DC 12 В, 300 мА
- Вес, не более 1,1 кг
- Размеры 120x150x65 мм