

MR-1, Mini agitador de balanceo

Basic Plus Product Class



El mini agitador de balanceo MR-1 proporciona un funcionamiento continuo fiable y un movimiento de la plataforma suave a baja velocidad. El modo sin paradas funciona ininterrumpidamente hasta 7 días. Asimismo, se garantizan más de 2 años de funcionamiento sin problemas debido al mecanismo de accionamiento directo y al motor sin escobillas.

MR-1 proporciona un movimiento regulado de balanceo ligero de la plataforma y la mezcla de los componentes líquidos.

Se trata de un dispositivo compacto, que no emite ruido y que está diseñado para el uso personal.

Es ideal para la decoloración de minigel tras la electroforesis, provocando reacciones de Northern, Southern y Western blots.

La alfombrilla de silicona resistente al calor y antideslizante colocada en la plataforma del agitador de balanceo proporciona un posicionamiento estable de los recipientes durante la agitación.

MR-1 se puede utilizar en cámaras frigoríficas o incubadoras, con una temperatura ambiente de +4°C a +40°C. La alimentación

externa de baja tensión (12 V) proporciona seguridad eléctrica en un entorno húmedo.

La alfombrilla con muescas **PDM** opcional evita que tubos de muestras de diferentes tamaños se desplacen sobre la plataforma.

ESPECIFICACIONES

1-30 oscil/min
1 min—24 horas / sin parada
7°
+
168 h
LED
1 kg
+
215x215 mm
220x205x120 mm
2.1 kg
12 V, 320 mA / 3.8 W
Entrada CA 100–240, V 50/60 Hz, Salida CC 12 V



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010152-AAG	Enchufe europeo de 230 V CA 50/60 Hz
BS-010152-AAK	100-240VAC 50/60Hz Conexion multiple (EU, UK, AU, US)
BS-010107-BK	IQ OQ documento
BS-010107-CK	PQ documento

MR-1, Mini agitador de balanceo Page 1 of 2





PDM
PDM

alfombrilla con muescas

La alfombrilla con muescas **PDM** evita que tubos de muestras de diferentes tamaños se desplacen sobre la plataforma.

MR-1, Mini agitador de balanceo Page 2 of 2