

P-6/250, plattform

■ BESCHREIBUNG

Plattform mit Klammern für Kolben.

■ TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbereich	250 × 190 mm
Kolbenvolumen	250-300 ml
Anzahl der Klemmen	6



■ KAT.-NUMMER

BS-010108-DK

Plattform P-6/250

ZUBEHÖR



ES-20 Without platform Orbitaler Schüttler-Inkubator

Der ES-20 ist ein kompakter Tischschüttler/-inkubator zur Mischung von biologischen Flüssigkeiten sowie zur Inkubation und Kultivierung von biologischen Flüssigkeiten nach dem vom Bediener eingestellten Programm

Der eingebaute Mikroprozessor/Wärmesteuerung bietet konstante ...



PSU-10iWithout platform
Orbitaler Schüttler

Das Design des orbitalen Schüttlers **PSU-10i** integriert ein Direktantriebssystem, einen bürstenlosen Motor mit garantierter Lebensdauer bis zu 35.000 Stunden und ein automatisches Lastenausgleichssystem. Diese Innovationen machen die neue Schüttlerserie noch ...

Mehr



CPS-20 Without platform CO₂ Schüttler

Der CO₂-Schüttler CPS-20 sorgt für eine geregelte Orbitalbewegung der Plattform und ist für den Einsatz im CO₂-Inkubator ausgelegt. CPS-20 wurde speziell für den Einsatz in rauen ...

<u>Mehr</u>

<u>Mehr</u>

P-6/250, plattform Page 1 of 1