

# FC-1000, klammer

## BESCHREIBUNG

Klammer für 1000 ml - Ø130 mm für UP-168



## KAT.-NUMMER

BS-010126-IK

FC-1000, klammer 1000ml

## ZUBEHÖR



**UP-168**  
BS-010135-JK  
plattform

Universalplattform für  
Klammern.



**ES-20/60**  
Without platform  
Orbitaler Schüttler-Inkubator

Der Orbitale Schüttler-Inkubator **ES-20/60** für biotechnologische und pharmazeutische Labore ist ein professionelles Instrument zur Kultivierung von Mikroorganismen und eukaryotischen Zellen, einschl. Tier-, Pflanzen- und Insektenzellen. Der Schüttler ist mit einem ...

[Mehr](#)



**PSU-20i**  
Without platform  
Multifunktionaler Orbitaler  
Schüttler

Der Schüttler wurde für Anwendungen sowohl in kleinen spezialisierten als auch großen multidisziplinären Labors entwickelt: eine Auswahl von neun (9) verschiedenen austauschbaren Plattformen ermöglicht die Durchführung unterschiedlicher Verfahren und Methoden. ...

[Mehr](#)