

PRS-22, plattform

BESCHREIBUNG

Kann 22 Röhren mit 10-16mm Durchmesser (1,5ml- bis 15ml-Röhren) aufnehmen

TECHNISCHE DATEN

Röhren Durchmesser	10-16 mm
Röhren Volumen	1.5-15 ml
Kapazität	22
Plattformtyp	standard



KAT.-NUMMER

BS-010117-FK

Plattform PRS-22



Bio RS-24
Including PRS-22 platform
Minirotator

Der Minirotator **Bio RS-24** bietet eine vertikale Rotation der Plattform. Der Rotator ist ein ideales Instrument zur Vorbeugung von Blutkoagulation in Röhrchen und zur Durchführung von Prozessen mikrobiologischer Komponentenextraktion.

Das ...

[Mehr](#)