

PRS-4/12, plattform

BESCHREIBUNG

Kann 4 Röhrchen mit 20-30mm Durchmesser (50ml-Röhrchen) und 12 Röhrchen mit 10-16 mm Durchmesser (1,5ml bis 15ml-Röhrchen) aufnehmen

■ TECHNISCHE DATEN

Plattformtyp	optional
Röhrchen Durchmesser	20-30 and 10-16 mm
Röhrchen Volumen	up to 50 and 1.5-15 ml
Kapazität	4 and 12



■ KAT.-NUMMER

BS-010117-AK

Plattform PRS-4/12

PRS-4/12, plattform Page 1 of 2





Bio RS-24Including PRS-22 platform
Minirotator

Der Minirotator **Bio RS-24** bietet eine vertikale Rotation der Plattform. Der Rotator ist ein ideales Instrument zur Vorbeugung von Blutkoagulation in Röhrchen und zur Durchführung von Prozessen mikrobiologischer Komponentenextraktion.

Das ...

<u>Mehr</u>