

HAS-1, Set für Handbedienteil

■ BESCHREIBUNG

HAS-1 Set für Handbedienteil

- 1-Kanal-Adapter
 - mit Ejektor für 200 mkl Düsen
 - mit 40 mm-Edelstahlstift
 - mit 125 mm-Edelstahlstift
- 8-Kanal-Adapter
 - mit Ejektor für 200 mkl Düsen
 - mit 35 mm-Edelstahlstiften
- Ständer SH-6



■ KAT.-NUMMER

BS-040118-PK

HAS-1 Set für Handbedienteil



FTA-2i
BS-040120-A02
Absauggerät mit Verschlusskolben

Der Aspirator mit Kolbenfalle FTA-2i wurde zur Aspiration oder Entfernung von Alkohol, Puffer oder Flüssigkeit aus Reaktionsgefäßen entwickelt (z. B. bei der DNA-/RNA-Purifizierung oder für sonstige makromolekulare Fällungsmethoden).

Das Gerät kann ...

[Mehr](#)