


MA-8, 8-Kanal-Adapter mehrfach

BESCHREIBUNG

8-Kanal-Aspirationsdüse mit Halterung, autoklavierbar



KAT.-NUMMER

BS-040108-BK

MA-8, Optionaler 8-Kanal-Adapter mehrfach, MA-8, 8-Kanal-Adapter mehrfach



FTA-1
BS-040108-AAG
Absauggerät mit Verschlusskolben

Der Aspirator mit Kolbenfalle **FTA-1** wurde zur Aspiration/Entfernung von Alkohol-/Puffer-Überständen von den Wänden der Mikroteströhrchen bei der DNA-/RNA-Purifizierung und für sonstige makromolekulare Fällungsmethoden entworfen.

Das Gerät kann auch für routinemäßiges ...

[Mehr](#)



FTA-2i
BS-040120-A02
Absauggerät mit Verschlusskolben

Der Aspirator mit Kolbenfalle **FTA-2i** wurde zur Aspiration oder Entfernung von Alkohol, Puffer oder Flüssigkeit aus Reaktionsgefäßen entwickelt (z. B. bei der DNA-/RNA-Purifizierung oder für sonstige makromolekulare Fällungsmethoden).

Das Gerät kann ...

[Mehr](#)