

Mehrfachstativ

BESCHREIBUNG

Mehrfachstativ (feststehend) für 8 Pipetten

TECHNISCHE DATEN

Kapazität

8



KAT.-NUMMER

BS-010523

Mehrfachstativ (feststehend) für 8 Pipetten

ZUBEHÖR



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel
Pipetten Serie

Die Pipetten der **Assist-Serie** sind Ein-Kanal- oder 8-/12-Kanal-Pipetten mit variablem Volumen, die der Messung oder Überführung von Volumina von 0,1 µl bis 10.000 µl (je nach Modell) dienen.

Mehrkanal-Pipetten werden in vier ...

[Mehr](#)



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel
Pipettenserie mit Volumensperre

Die Pipetten der **Assist-Serie** mit Volumensperre sind Ein-Kanal- oder 8-/12-Kanal-Pipetten mit variablem Volumen, die der Messung oder Überführung von Volumina von 0,1 µl bis 10.000 µl (je nach Modell) dienen.

Mehrkanal-Pipetten werden ...

[Mehr](#)