

IPP-4, plattform

BESCHREIBUNG

Plattform IPP-4

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbereich	266 x 170 mm
Kolbenvolumen	4 microtest plates



KAT.-NUMMER

BS-010102-AK

Plattform IPP-4



PSU-2T
Including IPP-2 platform
Minischüttler für Immunologie

Der Minischüttler PSU-2T bietet verlässlichen laufenden Betrieb und sanfte Plattformbewegung bei niedriger Geschwindigkeit. Non-Stop-Modus bis zu 7 Tage und über 2 Jahre störungsfreier Betrieb sind dank des Direktantriebsmechanismus und des ...

[Mehr](#)