

# 10 µl Filterspitzen

## BESCHREIBUNG

Eigenschaften von Filterspitzen:

- Die Filterspitzen bestehen aus hochwertigem medizinischem Polypropylen und das Filterelement besteht aus Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht, das eine gute Hydrophobie aufweist
- Das Filterelement schützt die Pipette effektiv vor Feuchtigkeit, um eine sichere Aufnahme der Probe zu gewährleisten
- Keine innere Oberflächenbeschichtung, keine Kontamination der Probe
- Hat genaue Markierungen
- Frei von DNS, Ribonuklease und Pyrogenen
- Geeignet für konventionelle Pipetten wie Biosan (Assist-Serie) Eppendorf und Gilson
- Lieferung in sterilen Racks, 96 Stk. im Ständer



## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (H×Ø)

32 × 0.4 mm

## KAT.-NUMMER

BHZ01R1W-FS

10 µl - 96 Stück im Ständer

## ZUBEHÖR



Assist  
Adjustable volume pipettes - Single channel  
Pipetten Serie

Die Pipetten der Assist-Serie sind Ein-Kanal- oder 8-/12-Kanal-Pipetten mit variablem Volumen, die der Messung oder Überführung von Volumina von 0,1 µl bis 10.000 µl (je nach Modell) dienen.

Mehrkanal-Pipetten werden in vier ...

[Mehr](#)



Assist  
Adjustable volume pipettes - Single channel  
Pipettenserie mit Volumensperre

Die Pipetten der Assist-Serie mit Volumensperre sind Ein-Kanal- oder 8-/12-Kanal-Pipetten mit variablem Volumen, die der Messung oder Überführung von Volumina von 0,1 µl bis 10.000 µl (je nach Modell) dienen.

Mehrkanal-Pipetten werden ...

[Mehr](#)