

LF-1, Cajonera

DESCRIPCIÓN

El nuevo diseño modular de los muebles de laboratorio proporciona flexibilidad y facilidad de uso.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones internas del cajón (An. x Prof. x Al.)	235 × 385 × 50 mm 235 × 385 × 150 mm
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	300 × 450 × 705 mm
Peso	28 kg



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-050101-BK

LF-1, Cajonera

ACCESORIOS



UVC/T-AR

BS-040102-AAA

Cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN

La cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN, **UVC/T-AR**, está diseñada para las operaciones de limpieza con muestras de ADN. La cabina de UV proporciona protección contra la contaminación. ...

[Leer más](#)



UVC/T-M-AR

With built in socket and inlet for power cords
Cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN

La cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN, **UVC/T-M-AR**, está diseñada para las operaciones de limpieza con muestras de ADN. La cabina de UV proporciona protección contra la contaminación. ...

[Leer más](#)



LT-120

BS-040107-EK

Mesa regulable en altura

Mesa de trabajo de laboratorio con altura regulable eléctricamente.

- El set incluye 2 patas con 2 motores.
- Controlador con memoria - 4 modos de memoria, indicador de altura digital, botón ...

[Leer más](#)



UVT-B-AR

With built in socket and inlet for power cords
Cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN

La cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN, **UVT-B-AR**, está diseñada para las operaciones de limpieza con muestras de ADN. La cabina de UV proporciona protección contra la contaminación. ...

[Leer más](#)



UVT-S-AR

BS-040107-AAA

Cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN

La cabina de limpieza mediante UV de ADN/ARN, **UVT-S-AR**, está diseñada para las operaciones de limpieza con muestras de ADN. La cabina de UV proporciona protección contra la contaminación. ...

[Leer más](#)



LT-150

BS-040107-JK

Mesa regulable en altura

Mesa de trabajo de laboratorio con altura regulable eléctricamente.

- El set incluye 2 patas con 2 motores.
- Controlador con memoria - 4 modos de memoria, indicador de altura digital, botón ...

[Leer más](#)



LT-180

BS-040107-HK

Mesa regulable en altura

Mesa de trabajo de laboratorio con altura regulable eléctricamente.

- El set incluye 2 patas con 2 motores.
- Controlador con memoria - 4 modos de memoria, indicador de altura digital, botón ...

[Leer más](#)



T-4

BS-040101-BK

Mesa

El nuevo diseño modular de los muebles de laboratorio proporciona flexibilidad y facilidad de uso.



T-4L

BS-040107-BK

Mesa

El nuevo diseño modular de los muebles de laboratorio proporciona flexibilidad y facilidad de uso.