

# HSP-30/100, plataforma

## ■ DESCRIPCIÓN

Con 30 morsetti per beute da 100 ml (360x400 mm)

### ESPECIFICACIONES

Superficie de trabajo	360 × 400 mm
Volumen del matraz	100-150 ml
Numero de pinzas	30



# NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010167-KK

Plataforma HSP-30/100

### ACCESORIOS



ES-20/80 Software included, without platform Agitador-incubador orbital

El incubador-agitador **ES-20/80** para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

Leer más



#### ES-20/80C Software included, without platform Agitador-incubador orbital con refrigeración

El incubador-agitador **ES-20/80C** para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

Leer más

HSP-30/100, plataforma Page 1 of 1