

PRS-14, plataforma

DESCRIPCIÓN

14 tubos 20-30 mm de diámetro (50 ml)

ESPECIFICACIONES

Tipo de plataforma	optional
Diámetro del tubo de ensayo	20-30 mm
Volumen del tubo de ensayo	up to 50 ml
Capacidad	14



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010118-BK

Plataforma PRS-14

PRS-14, plataforma Page 1 of 2



Multi RS-60

Including PRS-48 platform Agitador rotatorio programable

El agitador rotatorio programable Multi RS-60 lleva a cabo varios tipos de movimiento en un solo módulo. El control del microprocesador no solo permite realizar la rotación vertica(11) de ...

Leer más

PRS-14, plataforma Page 2 of 2