
Volumen



TubeSpin® Bioreactor 50ml with pH and O2 sensors





NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010170-AK

50 ml

Tubo de biorreactor TPP TubeSpin® estéril, 50 ml, con sensores de pH y O2, 1 unidad.





RTS-8 Plus

Incluyendo los vasos para bioreactor TPP TubeSpin® 50 mL, 20 un. y los vasos estériles para bioreactor TPP TubeSpin®, 50 mL, con los sensores pH y 02, 10 un. Bioreactor multicanal con medición no invasiva de concentración de las células pH y 02 en el modo de tiempo real

RTS-8 plus es un bioreactor multicanal personal que usa la tecnología patentada Reverse-Spin® que utiliza el mezclado innovador no invasivo, mecánicamente controlado, con ahorro de energía, cuando la suspensión celular ...

Leer más