

## LF-1, Unité de dessin

### DESCRIPTION

La nouvelle conception modulaire du mobilier de laboratoire offre flexibilité et facilité d'utilisation.

### CARACTÉRISTIQUES

Dimensions intérieures du tiroir (L×D×H)	235 × 385 × 50 mm</br>235 × 385 × 150 mm
Dimensions globales (L×D×H)	300 × 450 × 705 mm
Poids	28 kg



### NUMÉRO DE CAT.

BS-050101-BK

LF-1, Unité de dessin

### ACCESSOIRES

**UVC/T-AR**

BS-040102-AAA

Enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN

L'enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN **UVC/T-AR** permet l'utilisation des échantillons d'ADN en salle blanche. L'enceinte UV fournit une protection contre la contamination.

C'est un modèle de type paillasse en ...

[Lire la suite](#)**UVC/T-M-AR**

With built in socket and inlet for power cords

Enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN

L'enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN **UVC/T-M-AR** permet l'utilisation des échantillons d'ADN en salle blanche. L'enceinte UV fournit une protection contre la contamination.

C'est un modèle de type paillasse en ...

[Lire la suite](#)**LT-120**

BS-040107-EK

Table réglable en hauteur

Table de travail de laboratoire à hauteur réglable électriquement.

- L'ensemble comprend 2 pieds avec 2 moteurs.
- Contrôleur avec mémoire - 4 modes de mémoire, indicateur de hauteur numérique, bouton avec ...

[Lire la suite](#)**UVT-B-AR**

With built in socket and inlet for power cords

Enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN

L'enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN **UVT-B-AR** permet l'utilisation des échantillons d'ADN en salle blanche. L'enceinte UV fournit une protection contre la contamination.

C'est un modèle de type paillasse en ...

[Lire la suite](#)**UVT-S-AR**

BS-040107-AAA

Enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN

L'enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN **UVT-S-AR** permet l'utilisation des échantillons d'ADN en salle blanche. L'enceinte UV fournit une protection contre la contamination.

Il s'agit un modèle de type paillasse ...

[Lire la suite](#)**LT-150**

BS-040107-JK

Table réglable en hauteur

Table de travail de laboratoire à hauteur réglable électriquement.

- L'ensemble comprend 2 pieds avec 2 moteurs.
- Contrôleur avec mémoire - 4 modes de mémoire, indicateur de hauteur numérique, bouton avec ...

[Lire la suite](#)**LT-180**

BS-040107-HK

Table réglable en hauteur

Table de travail de laboratoire à hauteur réglable électriquement.

- L'ensemble comprend 2 pieds avec 2 moteurs.
- Contrôleur avec mémoire - 4 modes de mémoire, indicateur de hauteur numérique, bouton avec ...

[Lire la suite](#)**T-4**

BS-040101-BK

Table

La nouvelle conception modulaire du mobilier de laboratoire offre flexibilité et facilité d'utilisation.

**T-4L**

BS-040107-BK

Table

La nouvelle conception modulaire du mobilier de laboratoire offre flexibilité et facilité d'utilisation.