

PRS-10, plate-forme

DESCRIPTION

10 tubes de 20-30 mm de diamètre (jusqu'à 50 ml)

CARACTÉRISTIQUES

Type de plateforme	standard
Diamètre du tube à essai	20-30 mm
Volume du tube à essai	up to 50 ml
Capacité	10



NUMÉRO DE CAT.

BS-010117-IK

Plate-forme PRS-10



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Agitateur rotatif programmable

L'agitateur par rotation programmable **Multi Bio RS-24** utilise un unique module pour effectuer plusieurs types de mouvement. Le contrôle par microprocesseur permet de réaliser une rotation verticale (1), une ...

[Lire la suite](#)