

PRS-1DP, plate-forme

DESCRIPTION

Plate-forme pour microplaques et supports pour tubes de grande taille (0,5 et 1 ml) (p. ex. Thermo 3741MTX, 3742MTX, 3744MTX)

CARACTÉRISTIQUES

Volume du tube à essai

0.5 ml and 1 ml



NUMÉRO DE CAT.

BS-010149-DK

Plate-forme PRS-1DP



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Agitateur rotatif programmable

L'agitateur par rotation programmable **Multi Bio RS-24** utilise un unique module pour effectuer plusieurs types de mouvement. Le contrôle par microprocesseur permet de réaliser une rotation verticale (1), une ...

[Lire la suite](#)