

PRS-48, plate-forme

DESCRIPTION

48 tubes de 10-16 mm de diamètre (1,5 - 15 ml)

CARACTÉRISTIQUES

Type de plateforme	standard
Diamètre du tube à essai	10-16 mm
Volume du tube à essai	1.5-15 ml
Capacité	48



NUMÉRO DE CAT.

BS-010118-CK

Plate-forme PRS-48



Multi RS-60
Including PRS-48 platform
Agitateur rotatif programmable

L'agitateur par rotation programmable **Multi Bio RS-60** utilise un seul module pour plusieurs types de mouvement. Le contrôle par microprocesseur permet de réaliser une rotation verticale (1), une rotation ...

[Lire la suite](#)