

## PRS-8/22, plate-forme

### DESCRIPTION

8 tubes de 20-30 mm de diamètre (50 ml) et 22 tubes de 10-16 mm de diamètre (1,5 - 15 ml)

### CARACTÉRISTIQUES

Type de plateforme	optional
Diamètre du tube à essai	20-30 and 10-16 mm
Volume du tube à essai	up to 50 and 1.5-15 ml
Capacité	14



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010118-AK

Plate-forme PRS-8/22



**Multi RS-60**  
Including PRS-48 platform  
Agitateur rotatif programmable

L'agitateur par rotation programmable **Multi Bio RS-60** utilise un seul module pour plusieurs types de mouvement. Le contrôle par microprocesseur permet de réaliser une rotation verticale (1), une rotation ...

[Lire la suite](#)