

PRS-22, plate-forme

DESCRIPTION

Peut accueillir 22 tubes de 10-16 mm de diamètre (tubes d'1,5 ml - 15 ml)

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre du tube à essai	10-16 mm
Volume du tube à essai	1.5-15 ml
Capacité	22
Type de plateforme	standard



NUMÉRO DE CAT.

BS-010117-FK

Plate-forme PRS-22



Bio RS-24
Including PRS-22 platform
Agitateur rotatif

Le mini-agitateur rotatif **Bio RS-24** permet de tourner la plate-forme verticalement. L'agitateur rotatif est l'outil idéal pour éviter la coagulation de sang dans les tubes et réaliser l'extraction des composants ...

[Lire la suite](#)