

## LT-120, Table réglable en hauteur

### DESCRIPTION

Table de travail de laboratoire à hauteur réglable électriquement.

- L'ensemble comprend 2 pieds avec 2 moteurs.
- Contrôleur avec mémoire - 4 modes de mémoire, indicateur de hauteur numérique, bouton avec mouvement haut/bas.
- Hauteur réglable : 625 - 1280 mm.
- Capacité de levage : 89 kg.
- Plan de travail en stratifié haute pression résistant aux produits chimiques, épaisseur 25 mm, bord bleu.



### CARACTÉRISTIQUES

Charge maximale	89 kg
Dimensions globales (LxDxH)	1200 × 600 × 625 - 1280 mm
Poids	45 kg

### NUMÉRO DE CAT.

BS-040107-EK

LT-120, Table réglable en hauteur

### ACCESSOIRES



**LTD-1**  
BS-040107-OK  
Tiroir

Tiroir avec tapis en silicone antidérapant et fonction de fermeture en douceur. Peut être monté par la suite.



**SBR-1**  
BS-040107-NK  
Bloc de prises

Bloc de prises, escamotable, avec LED bleue.



**LF-1**  
BS-050101-BK  
Unité de dessin

La nouvelle conception modulaire du mobilier de laboratoire offre flexibilité et facilité d'utilisation.