

# PP-4, piattaforma

## DESCRIZIONE

Piattaforma liscia con tappetino in silicone antiscivolo per piastre di Petri, beute per coltura, cartine di agglutinazione.

## SPECIFICHE

Area di lavoro

215 × 215 mm



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-010108-BK

Piattaforma PP-4

## ACCESSORI



**ES-20**

Without platform

Agitatore-incubatore orbitale

L'ES-20 è un compatto agitatore-incubatore da banco utilizzato per la miscelazione di liquidi biologici nonché per l'incubazione e la coltura di liquidi biologici secondo il programma impostato dall'operatore.

Un ...

[Leggi di più](#)



**SPM**

BS-010111-BK

tappetino biadesivo

Tappetino biadesivo. SPM è compatibile con la piattaforma PP-4 che può essere installata sia sull'agitatore orbitale PSU-10i che sull'agitatore-incubatore ES-20.



**PSU-10i**

Without platform

Agitatore orbitale

Il design dell'agitatore orbitale PSU-10i incorpora un sistema di azionamento diretto, un motore brushless che garantisce una durata fino a 35.000 ore e un sistema automatico di bilanciamento del carico. ...

[Leggi di più](#)