

UP-330, piattaforma

DESCRIZIONE

Piattaforma universale rimovibile che può accogliere contenitori di vetro da laboratorio di diversa forma.

SPECIFICHE

Area di lavoro	300 × 400 × 80 mm
Volume del pallone	universal



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010145-AK

Piattaforma UP-330

ACCESSORI



HB-330
BS-010145-BK

Barra di sostegno aggiuntiva per UP-330



PSU-20i
Without platform
Agitatore orbitale multifunzione

L'agitatore è progettato per essere utilizzato sia in piccoli laboratori specializzati sia in grandi laboratori multidisciplinari: la scelta tra nove (9) diverse piattaforme intercambiabili fornisce la possibilità di eseguire procedure ...

[Leggi di più](#)