

# TR-21/50, cremagliera

### DESCRIZIONE

Rack per provette ad angolo regolabile per UP-168

## ■ SPECIFICHE

Volume della provetta	50 ml
Capacità	21
Diametro del buco	30 mm



# NUMERO DI CATEGORIA

BS-010135-KK

TR-21/50, rack per provette, 50ml

### ACCESSORI



UP-168 BS-010135-JK piattaforma

Piattaforma universale per morsetti.



ES-20/60 Without platform Agitatore-incubatore orbitale

L'agitatore-incubatore orbitale ES-20/60 per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale progettata per la coltura di microrganismi e cellule eucariote tra cui cellule di animali, vegetali e di ...

<u>Leggi di più</u>



ES-20/80 Software included, without platform

Agitatore-incubatore orbitale

L'agitatore-incubatore ES-20/80
per laboratori biotecnologici e
farmaceutici è
un'apparecchiatura di tipo
professionale. Le applicazioni
tipiche includono: colture
microbiche e cellulari,
espressione proteica, studi di
solubilità, miscelazione
generale, nonché altre varie ...

Leggi di più



ES-20/80C

Software included, without platform

Agitatore-incubatore orbitale con funzione di raffreddamento

L'agitatore-incubatore ES20/80C per laboratori
biotecnologici e farmaceutici è
un'apparecchiatura di tipo
professionale. Le applicazioni
tipiche includono: colture
microbiche e cellulari,
espressione proteica, studi di
solubilità, miscelazione
generale, nonché altre varie ...





PSU-20i

Without platform Agitatore orbitale multifunzione

L'agitatore è progettato per essere utilizzato sia in piccoli laboratori specializzati sia in grandi laboratori multidisciplinari: la scelta tra nove (9) diverse piattaforme intercambiabili fornisce la possibilità di eseguire procedure ...

Leggi di più

TR-21/50, cremagliera Page 1 of 1