

UP-168, piattaforma

DESCRIZIONE

Piattaforma universale per morsetti.

SPECIFICHE

Dimensioni complessive (L×P×H)

360 x 400 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010135-JK

Piattaforma UP-168

ACCESSORI



SPML

BS-010135-MK
tappetino biadesivo

Tappetino biadesivo. **SPML** può essere utilizzato con piattaforma **UP-168** per l'agitatore orbitale Biosan **PSU-20i** e per gli agitatori orbitali **ES-20/80**, **ES-20/60**.



TR-44/15

BS-010135-LK
cremagliera

Rack per provette ad angolo regolabile per UP-168



TR-21/50

BS-010135-KK
cremagliera

Rack per provette ad angolo regolabile per UP-168



FC-50

BS-010126-MK
morsetto

Morsetto per beute 50 ml - Ø50 mm per UP-168



FC-100

BS-010126-HK
morsetto

Morsetto per beute 100 ml - Ø65 mm per UP-168



FC-250
BS-010126-JK
morsetto

Morsetto per beute 250 ml -
Ø85 mm per UP-168



FC-500
BS-010126-LK
morsetto

Morsetto per beute 500 ml -
Ø105 mm per UP-168



FC-1000
BS-010126-IK
morsetto

Morsetto per beute 1000 ml -
Ø130 mm per UP-168



FC-2000
BS-010126-NK
morsetto

Morsetto per beute 2000 ml -
Ø165 mm per UP-168



HSC-50
BS-010167-DK
morsetto

Morsetto per beute 50 ml - Ø50
mm per UP-168



HSC-100
BS-010167-EK
morsetto

Morsetto per beute 100 ml -
Ø65 mm per UP-168



HSC-250
BS-010167-FK
morsetto

Morsetto per beute 250 ml -
Ø85 mm per UP-168



HSC-500
BS-010167-JK
morsetto

Morsetto per beute 500 ml -
Ø105 mm per UP-168



HSC-1000
BS-010167-IK
morsetto

Morsetto per beute 1000 ml -
Ø130 mm per UP-168



ES-20/60
Without platform
Agitatore-incubatore orbitale

L'agitatore-incubatore orbitale ES-20/60 per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale progettata per la coltura di microrganismi e cellule eucariote tra cui cellule di animali, vegetali e di ...

[Leggi di più](#)



ES-20/80
Software included, without platform
Agitatore-incubatore orbitale

L'agitatore-incubatore ES-20/80 per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Agitatore-incubatore orbitale con funzione di raffreddamento

L'agitatore-incubatore ES-20/80C per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)



PSU-20i
Without platform
Agitatore orbitale multifunzione

L'agitatore è progettato per essere utilizzato sia in piccoli laboratori specializzati sia in grandi laboratori multidisciplinari: la scelta tra nove (9) diverse piattaforme intercambiabili fornisce la possibilità di eseguire procedure ...

[Leggi di più](#)