

PRSC-22, piattaforma

DESCRIZIONE

Può ospitare 22 provette di diametro 16 mm (fino a 15 ml)

SPECIFICHE

Tipo di piattaforma	optional
Diametro della provetta	25-30 mm
Volume della provetta	15 ml
Capacità	22



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010117-LK

Piattaforma PRSC-22



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Rotatore programmabile

Programmabile Rotator **Multi Bio RS-24** esegue diversi tipi di movimento in un unico modulo. Il controllo a microprocessore permette di effettuare non solo la rotazione verticale (1) della piattaforma, ma ...

[Leggi di più](#)