

## PRS-14, piattaforma

### DESCRIZIONE

14 provette con diametro 20-30 mm (provette da 50 ml)

### SPECIFICHE

Tipo di piattaforma	optional
Diametro della provetta	20-30 mm
Volume della provetta	up to 50 ml
Capacità	14



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010118-BK

Piattaforma PRS-14



**Multi RS-60**  
Including PRS-48 platform  
Rotatore programmabile

Il rotatore programmabile **Multi RS-60** esegue diversi tipi di movimento in un singolo modulo. Il controllo da parte di un microprocessore permette non solo la rotazione verticale (1) della piattaforma, ...

[Leggi di più](#)