

PRS-22, piattaforma

DESCRIZIONE

Può ospitare 22 provette con diametro a 10-16 mm (provette da 1,5 ml a 15 ml)

SPECIFICHE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Capacità | 22 |
| Tipo di piattaforma | standard |
| Diametro della provetta | 10-16 mm |
| Volume della provetta | 1.5-15 ml |



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010117-FK

Piattaforma PRS-22



Bio RS-24
Including PRS-22 platform
Mini-rotatore

Il mini-rotatore **Bio RS-24** permette la rotazione verticale della piattaforma. Il rotatore è uno strumento ideale per evitare la coagulazione del sangue nelle provette e per eseguire le procedure di ...

[Leggi di più](#)