

## PRS-4/12 piattaforma

## DESCRIZIONE

Può ospitare 4 provette con diametro a 20-30 mm (provette da 50 ml) e 12 provette con diametro a 10-16 mm (provette da 1,5 ml a 15 ml)

## ■ SPECIFICHE

Diametro della provetta	20-30 and 10-16 mm
Volume della provetta	up to 50 and 1.5-15 ml
Capacità	4 and 12
Tipo di piattaforma	optional



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010117-AK

Piattaforma PRS-4/12

PRS-4/12 piattaforma Page 1 of 2





**Bio RS-24** Including PRS-22 platform Mini-rotatore

Il mini-rotatore **Bio RS-24** permette la rotazione verticale della piattaforma. Il rotatore è uno strumento ideale per evitare la coagulazione del sangue nelle provette e per eseguire le procedure di ...

Leggi di più

PRS-4/12 piattaforma Page 2 of 2