

## SC-24N, blocco

### DESCRIZIONE

microprovette 24 x 1,5 ml

### SPECIFICHE

Quantità di provette da 1,5 ml

2



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010120-GK

SC-24N



**TS-100**

Without thermoblock

Agitatore termico per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Le funzioni di riscaldamento e miscelazione possono essere effettuate sia simultaneamente ...

[Leggi di più](#)