

## R-1.5, rotore

### DESCRIZIONE

Rotore per 12 microprovette da 1,5/2 ml

### SPECIFICHE

Quantità di provette da 2 ml	12
Quantità di provette da 1,5 ml	12



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010205-AK

Rotore R-1.5

### ACCESSORI



**FVL-2400N Combi-Spin**

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2  
Minicentrifuga-Vortex



**MSC-3000**

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2  
Minicentrifuga-Vortex Multi-spin



**MSC-6000**

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2  
Minicentrifuga-Vortex multi-spin

La mini-centrifuga/vortex **combi-spin FVL-2400N** è concepita appositamente per la ricerca nel campo dell'ingegneria genetica (per esperimenti di diagnostica basati sulla PCR). L'unità può essere usata in laboratori microbiologici, biochimici e ...

[Leggi di più](#)

La centrifuga/vortex **Multi-Spin MSC-3000** è il risultato dei molti anni di evoluzione della tecnologia Spin-Mix-Spin, pensata per raccogliere i microvolumi di reagenti sul fondo della microprovetta (prima centrifugazione spin), quindi ...

[Leggi di più](#)

La centrifuga/vortex **Multi-Spin MSC-6000** è il prodotto di molti anni di evoluzione della tecnologia Spin-Mix-Spin, messa a punto per raccogliere microvolumi di reagenti sul fondo della microprovetta (prima centrifugazione spin), ...

[Leggi di più](#)