

B18-12, blocco

DESCRIZIONE

18 alloggiamenti per provette da Ø12x75 mm con fondo arrotondato, profondità 58 mm

SPECIFICHE

Profondità	58 mm
Capacità	18
Diametro	12 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010418-EK

B18-12



CH 3-150
Without thermoblock
Termostato riscaldante e raffreddante

Combitherm-2 CH 3-150 è progettato appositamente per stabilizzare termicamente i materiali a temperature da -3°C a $+150^{\circ}\text{C}$, secondo i metodi di analisi utilizzati. Ai fini di una funzionalità ottimale e ...

[Leggi di più](#)