

# IPP-4, piattaforma

## DESCRIZIONE

Platform IPP-4

## SPECIFICHE

Area di lavoro

266 x 170 mm

Volume del pallone

4 microtest plates



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-010102-AK

Piattaforma IPP-4



PSU-2T  
Including IPP-2 platform  
Mini-agitatore per immunologia

Il mini-agitatore PSU-2T assicura un funzionamento affidabile e continuo e un movimento omogeneo della piattaforma a una bassa velocità. La modalità non-stop fino a 7 giorni e il funzionamento ottimale ...

[Leggi di più](#)