


P-5, ripiano per pipette

DESCRIZIONE

P-5, ripiano per pipette

SPECIFICHE

Dimensioni complessive (L×P×H)	230 × 140 × 50 mm
Capacità	5



NUMERO DI CATEGORIA

BS-040104-CK

P-5

ACCESSORI



UVC/T-M-AR

With built in socket and inlet for power cords

DNA/RNA UV-pulitore armadio

Armadio UV DNA/RNA **UVC/T-M-AR** progettata per operazioni di pulizia con campioni di DNA. L'armadio UV fornisce protezione contro le contaminazioni.

È un modello da banco composto da struttura in metallo ...

[Leggi di più](#)



UVT-B-AR

With built in socket and inlet for power cords

DNA/RNA UV-pulitore armadio

Armadio UV DNA/RNA **UVT-B-AR** progettata per operazioni di pulizia con campioni di DNA. L'armadio UV fornisce protezione contro le contaminazioni.

È un modello da banco composto da struttura in metallo ...

[Leggi di più](#)



UVT-S-AR

BS-040107-AAA

DNA/RNA UV-pulitore armadio

Armadio UV DNA/RNA **UVT-S-AR** progettata per operazioni di pulizia con campioni di DNA. L'armadio UV fornisce protezione contro le contaminazioni.

È un modello da banco composto da struttura in metallo ...

[Leggi di più](#)