

## LF-1, Atvilktnu skapītis

### APRAKSTS

Jauna moduļveida konstrukcija laboratorijas mēbelēm nodrošina to elastību un lietošanas ērtumu.

### SPECIFIKĀCIJA

Atvilktnes iekšējie izmēri (P×Dz×A)	235 × 385 × 50 mm 235 × 385 × 150 mm
Gabarītizmēri (P×Dz×A)	300 × 450 × 705 mm
Svars	28 kg



### KAT. NUMURS

BS-050101-BK      LF-1, Atvilktnu skapītis

### AKSESUĀRI

**UVC/T-AR**

BS-040102-AAA

DNS/RNS UV attīrišanas bokss

UV bokss **UVC/T-AR** tiek izmantots tūriem darbiem ar DNS paraugiem. Aparāti nodrošina aizsardzību pret kontamināciju.

Visi boksi ir galda modeļi, tie ir izgatavoti no metāla rāmja, stikla (vai organiskā stikla) ...

[Lasīt vairāk](#)**UVC/T-M-AR**

With built in socket and inlet for power cords

DNS/RNS UV attīrišanas bokss

UV bokss **UVC/T-M-AR** tiek izmantots tūriem darbiem ar DNS paraugiem. Aparāti nodrošina aizsardzību pret kontamināciju.

Visi boksi ir galda modeļi, tie ir izgatavoti no metāla rāmja, stikla (vai organiskā stikla) ...

[Lasīt vairāk](#)**LT-120**

BS-040107-EK

Augstumā regulējams galds

Šis laboratorijas galds ir ideāls risinājums jebkurai pētniecības vai laboratorijas iekārtai. Tam ir ķimiski izturīga augstspiediena lamināta darba virsma, kas padara to piemērotu lietošanai dažādos laboratorijas apstākļos.

Darba virsma ir ...

[Lasīt vairāk](#)**UVT-B-AR**

With built in socket and inlet for power cords

DNS/RNS UV attīrišanas bokss

UV bokss **UVT-B-AR** tiek izmantots tūriem darbiem ar DNS paraugiem. Aparāti nodrošina aizsardzību pret kontamināciju.

Visi boksi ir galda modeļi, tie ir izgatavoti no metāla rāmja, stikla (vai organiskā stikla) ...

[Lasīt vairāk](#)**UVT-S-AR**

BS-040107-AAA

DNS/RNS UV attīrišanas bokss

UV bokss **UVT-S-AR** tiek izmantots tūriem darbiem ar DNS paraugiem. Aparāti nodrošina aizsardzību pret kontamināciju.

Visi boksi ir galda modeļi, tie ir izgatavoti no metāla rāmja, stikla (vai organiskā stikla) ...

[Lasīt vairāk](#)**LT-150**

BS-040107-JK

Augstumā regulējams galds

Šis laboratorijas galds ir ideāls risinājums jebkurai pētniecības vai laboratorijas iekārtai. Tam ir ķimiski izturīga augstspiediena lamināta darba virsma, kas padara to piemērotu lietošanai dažādos laboratorijas apstākļos.

Darba virsma ir ...

[Lasīt vairāk](#)**LT-180**

BS-040107-HK

Augstumā regulējams galds

Šis laboratorijas galds ir ideāls risinājums jebkurai pētniecības vai laboratorijas iekārtai. Tam ir ķimiski izturīga augstspiediena lamināta darba virsma, kas padara to piemērotu lietošanai dažādos laboratorijas apstākļos.

Darba virsma ir ...

[Lasīt vairāk](#)**T-4**

BS-040101-BK

Galds

Jauna moduļveida konstrukcija laboratorijas mēbelēm nodrošina to elastību un lietošanas ērtumu.

**T-4L**

BS-040107-BK

Galds

Jauna moduļveida konstrukcija laboratorijas mēbelēm nodrošina to elastību un lietošanas ērtumu.