

TR-44/15, statīvs

APRAKSTS

Maināma lenķa mēģēnu statīvs priekš UP-168

SPECIFIKĀCIJA

| | |
|-----------------|-------|
| Mēģenes tilpums | 15 ml |
| Ietilpība | 44 |
| Urbuma diametrs | 17 mm |



KAT. NUMURS

BS-010135-LK TR-44/15, mēģēnu statīvs, 15ml

AKSESUĀRI



UP-168
BS-010135-JK
platforma

Universāla platforma dažāda izmēra kolbu, burciņu turētājiem. Turētāji nav iekļauti platformas komplektā un tos ir jāpasūta atsevišķi.



ES-20/60
Without platform
Kratītājs-inkubators

Kratītājs-inkubators **ES-20/60**

biotehnoloģiskajām un farmaceitiskajām laboratorijām ir iekārtā, kas paredzēta mikroorganismu šūnu un eikariotu šūnu, tai skaitā dzīvnieku, augu un kukaiņu šūnu, kultivēšanai, kā arī iespējams kultivēt termofilās baktērijas. ...

[Lasīt vairāk](#)



ES-20/80
Software included, without
platform
Kratītājs-inkubators

[Lasīt vairāk](#)



ES-20/80C
Software included, without
platform
Kratītājs-inkubators ar dzesēšanu

Kratītājs-inkubators **ES-20/80C** biotehnoloģiskajām un farmaceitiskajām laboratorijām ir profesionālās kategorijas aprīkojums. Tipiskie pielietojumi ietver - mikrobu un šūnu kultūru audzēšanu, olbaltumvielu ekspresiju, šķidības pētījumus, vispārēju sajaukšanu, kā arī citus dažādus pielietojumus ...

[Lasīt vairāk](#)



PSU-20i
Without platform
Multi-funkcionāls orbitālais
kratītājs

Orbitālais kratītājs ir veidots tā lai to būtu vienlīdz ērti lietot mazās specializētās biotehnoloģijas laboratorijās, kā arī lielās multidisciplinārās laboratorijās: deviņu savstarpēji apmaināmo platformu izvēle nodrošina iespēju pielietot dažādas procedūras ...

[Lasīt vairāk](#)