

SC-96AC, platforma

APRAKSTS

96 mikromēģēju PCR mikroplate (0.2 ml) vai 12×8 -vietīgām pa 0,2 ml strip tipa mēgenēm vai $96 \times 0,2$ ml mikromēgenēm

SPECIFIĀCIJA

96 mikromēģēju PCR mikroplate bez- vai daļējām sānu malām (0.2 ml)

1



KAT. NUMURS

BS-010143-FK

SC-96AC

AKSESUĀRI



TS-100C

Without thermoblock

Kratītājs-Termostats ar dzesēšanas funkciju mēgenēm un mikroplatei

Kratītājs-termostats TS-100C nodrošina paraugu maišanu un termoregulešanu mikrotestu mēgenēs vai PCR planšetē. Dotais kratītāja-termostata modelis atšķiras no iepriekšējā modeļa TS-100 ar iespēju atdzesēt paraugus līdz temperatūrai +4°C. TS-100C funkcijas atbilst ...



TS-100C Smart

Iekļauta programmatūra, bez sildīšanas bloka

Kratītājs-Termostats ar dzesēšanas funkciju mēgenēm un mikroplatei

Kratītājs-termostats TS-100C Smart nodrošina paraugu maišanu un termoregulešanu mikrotestu mēgenēs vai PCR planšetē. Dotais kratītāja-termostata modelis atšķiras no iepriekšējā modeļa TS-100 ar iespēju atdzesēt paraugus līdz temperatūrai +4°C kā arī ...

[Lasīt vairāk](#)

[Lasīt vairāk](#)