


## Sekundārais dejonizācijas modulis (polishing)

### APRAKSTS



### KAT. NUMURS

BS-070104-BK Sekundārais dejonizācijas modulis (polishing)

### AKSESUĀRI



Labaqua Trace  
BS-070105-A02  
ūdens attīrišanas sistēma



Labaqua HPLC  
BS-070104-A02  
ūdens attīrišanas sistēma



Labaqua Bio  
30l uzglabāšanas tvertne  
ūdens attīrišanas sistēma

Labaqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrišanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Visas attīrišanas sistēmu Labaqua konfigurācijas ražo gan īpaši tīru, gan arī tīru ūdeni. ...

[Lasīt vairāk](#)

Labaqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrišanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Ūdens attīrišanas sistēma Labaqua HPLC attīra ūdeni nodrošinot zemu kopējā organiskā oglekļa (TOC) ...

[Lasīt vairāk](#)

Labaqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrišanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Ūdens attīrišanas sistēma Labaqua Bio attīra ūdeni nodrošinot zemu organisko vielu un DNAžu ...

[Lasīt vairāk](#)