

Centrifūga S-6

APRAKSTS

Centrifūga S-6 paredzēta 6×15 ml centrifūgas mēģenēm (Ø 17×100/120 mm), 3 adapteru komplekti:

- Melni adapteri Ø 13×78 mm 10 ml/7 ml/5 ml asins savākšanas mēģenēm
- Balti adapteri Ø 13×63 mm 4 ml/3 ml/2 ml asins savākšanas mēģenēm
- Zaļi adapteri Ø 11×78 mm 2,0/1,5 ml mikromēģenēm.

Funkcijas:

- LCD laika un ātruma displejs;
- Regulējams ātrums no 300 apgr./min. līdz 5,000 apgr./min;
- Laiks no 15 s līdz 99 min;
- Vāks automātiski atveras darba beigās, lai novērstu parauga sasilšanu un samazinātu apstrādes laiku;
- Divas programmu pogas P1/P2 ērtai piekļuvei parastajām programmām;
- Poga rpm/rcf ērtai pārslēgšanai starp RPM un RCF;
- Automātiska rotora nelīdzsvarotības noteikšana.



[Uzzināt vairāk](#)