

# Biomedicīnas saldētava -60°C

## APRAKSTS

Daudzpusīga zemas temperatūras saldētava, kas uzstādāma slimnīcās, donoru stacijās, slimību kontroles un profilakses centros, pētniecības iestādēs, biozinātņu laboratorijās un medicīnas laboratorijās. Tās ir piemērotas dažādu bioloģisko produktu, tostarp vīrusu, baktēriju, sarkano asins šūnu, balto asins šūnu, ādas, kaulu un spermas, kā arī elektronisko ierīču uzglabāšanai, kā arī var nodrošināt zemas temperatūras vidi īpašu materiālu testēšanai.

Sekundārais pielietojums ir paredzēts tādu zivsaimniecības produktu uzglabāšanai kā tunzivis, austrālijas omārs, lasis, dienvidamerikas garneles, u.c. Atbilst prasībām attiecībā uz zivsaimniecības produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un tāpēc šīs saldētavas ir populāras profesionālu okeāna zvejnieku, jūras velšu izplatītāju, īpašu jūras velšu veikalu un suši restorānu un komerciālo pārtikas ražotāju vidū.

[Uzzināt vairāk](#)

