

Biomedicīnas saldētava -40°C - divdurvju

APRAKSTS

Divdurvju -40°C biomedicīnas saldētavu modeļi piedāvā lielas ietilpības uzglabāšanas vietu ar ātru dzesēšanu. Aukstā plaukta un iztvaicētāja integrētā konstrukcija nodrošina papildu saldēšanas efektivitāti. Paredzēta vakcīnu, asins plazmas un daudzu citu bioloģisku materiālu uzglabāšanai.

Pielietojamas pētniecības, farmācijas, biotehnoloģijas, medicīnas un elektronikas komponentu ražošanas iestādēs.

[Uzzināt vairāk](#)

