

HYC-85GD, Junās paaudzes farmācijas ledusskapis

APRAKSTS

Izmanto medikamentu, vakcīnu, reaģentu un citu priekšmetu uzglabāšanai ar temperatūras kontroli no 2 līdz 8°C. Izmantojams slimnīcās, aptiekās, farmācijas rūpnīcās, poliklīnikās un laboratorijās.

- Zems enerģijas patēriņš: 0,99 kWh/dienā
- Lieliska veiktspēja: temperatūras vienmērība $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$
- Klusa darbība: 35dB
- Lietotāja maināma eņģu puse
- Trīsslāņu rūdīta stikla durvis

[Uzzināt vairāk](#)

