

HYC-1031GD, Junās paaudzes farmācijas ledusskapis

APRAKSTS

Izmanto medikamentu, vakcīnu, reaģentu, bioloģisko produktu un citu priekšmetu, kam nepieciešama temperatūra no 2-8°C, uzglabāšanai slimnīcās, aptiekās, farmācijas rūpnīcās, klinikās un laboratorijās.

- Zems enerģijas patēriņš: 2,5 kWh/dienā
- Lieliska veiktspēja: temperatūras vienmērība $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$
- Klusa darbība: 39dB (A)
- Hermētiski noslēgts kompresors, piespiedu gaisa cirkulācija un automātiska atkausēšana, lai nodrošinātu augstu dzesēšanas veiktspēju

[Uzzināt vairāk](#)

