

Ledusskapis ar saldētavu

APRAKSTS

Šis produkts ir paredzēts saldētas plazmas, biomateriālu, vakcīnu, uzglabāšanai. Elektronisko ierīču un īpašu materiālu zemas temperatūras testu veikšanai asins pārliešanas stacijās, slimnīcās, epidēmiju profilakses stacijās, universitātēs, zinātniskās pētniecības institūtos, elektroniskajā ķīmiskajā rūpniecībā un citu uzņēmumu laboratorijās.

- Divkārtšas, neatkarīgi vadāmas dzesēšanas un saldēšanas sistēmas
- Nerūsējošā tērauda iekšpuse
- Vairāki trauksmes signāli
- USB interfeiss datu lejupielādei

[Uzzināt vairāk](#)

