

Klasiskās sērijas bioloģiskās drošības skapis

■ APRAKSTS

Bioloģiskās drošības skapis ir paredzēts, lai aizsargātu operatoru, laboratorijas vidi un paraugus no infekcioza aerosola iedarbības, kas iegūts no paraugiem, diagnostikas materiāliem un citām infekciozām vielām. Tas nodrošina operatoram komfortablus un drošākus darba apstākļus. To plaši izmanto slimību profilakses, pārtikas nekaitīguma, farmācijas un vides uzraudzības laboratorijās.

[Uzzināt vairāk](#)

