

Šūnu transfekcijas reaģenti

APRAKSTS

Manipulācija ar gēnu ekspresiju ir svarīgs rīks pētniekiem, tomēr primārās šūnas ir ļoti grūti transfekēt. ScienCell katjonu polimēru transfekcijas reaģentu komplekts ir izstrādāts un optimizēts konkrētiem primāro šūnu tiptiem. Iegūstiet efektīvu transfekciju tikai vienas dienas laikā bez nepieciešamības atdalīt serumu vai antibiotikas.

Produkti:

- [AstroFectagen](#)
- [EndoFectagen](#)
- [EpiFectagen](#)
- [EpiFectagen II](#)
- [FibroFectagen](#)
- [KeraFectagen](#)
- [MesenFectagen](#)
- [SMCFectagen](#)

