

Molekulārās bioloģijas reaģenti

APRAKSTS

ScienCell nodrošina augstas kvalitātes, rentablus molekulārās bioloģijas reaģentus ātrai, uzticamai DNS/RNS/olbaltumvielu apstrādei un analīzei. Mūsu reaģentu optimizētā veikspēja atvieglo jūsu ikdienas izpēti. ScienCell piedāvā vairāku veidu produktus, kas saistīti ar reverso transkripciju, PCR (PĶR), klonēšanu un citiem molekulārās bioloģijas eksperimentiem.

Produkti:

- [BlooDirect TaqProbe qPCR Master Mix, Low ROX, 4x](#)
- [Buffer VL](#)
- [CitriNStart Taq PCR Master Mix, 2x](#)
- [DualPrep DNA/RNA Isolation Kit](#)
- [EmeraldNStart HiFi Marathon PCR Master Mix](#)
- [First-Strand cDNA Synthesis Master Mix, 4x](#)
- [GoldNStart TaqGreen qPCR Master Mix](#)
- [Lyophilized GoldNStart TaqGreen qPCR Master Mix](#)
- [Nuclease-free Water, 20 mL](#)
- [One-Step GoldNStart TaqGreen RT-qPCR Master Mix, 4x](#)
- [One-Step TaqProbe RT-qPCR Master Mix, 4x](#)
- [Recombinant TEV Protease](#)
- [Recombinant yeast SUMO Protease](#)
- [RNase Inhibitor, Murine](#)
- [SapphiNStart TaqProbe qPCR Master Mix](#)
- [Single Cell Whole Genome Amplification Kit](#)
- [SpeedDNA Gel Extraction Kit](#)
- [SpeedDNA Isolation Kit](#)
- [SpeedDNA PCR Purification Kit](#)
- [SpeedDNA Plasmid Miniprep Kit](#)
- [StableRNA Storage Solution](#)
- [Swift4 Ligase Master Mix, 4X](#)
- [Viral RNA Isolation Kit](#)

