

Перемешивающие терmostатируемые бани и циркуляторы Optima™

ОПИСАНИЕ

Серия Grant Optima™ — это мультифункциональные и экономически выгодные терmostатируемые бани и циркуляторы, сочетающие в себе легендарные качество и надёжность «Grant Instruments». Точный контроль температуры позволяет применять приборы для разных лабораторных нужд.

- Точный и безопасный контроль температуры
- Интуитивно понятное программирование и продуманный дизайн
- Качественная и прочная конструкция
- Полный ассортимент — 32 модели для реализации как простых, так и сложных задач; Каждая модель представляет собой отличное соотношение цены и качества

Применение:

Перемешивающие терmostатируемые бани и циркуляторы обеспечивают точный нагрев и охлаждение, что позволяет использовать их как в рутинных, так и в чувствительных к температурным изменениям аналитических процедурах, в том числе для инкубации образцов, калибровки и тестирования контроля качества. Все модели, начиная от TC120 и выше, могут использоваться как в открытой, так и в закрытой системе циркуляции по внешнему контуру.

Если вам необходим прибор, поддерживающий температуру выше 200°C, обращайтесь в отдел продаж.

Выбор модели:

Четыре цифровые терmostата Grant Optima™ могут быть скомбинированы с восемью (8) ваннами фирмы «Grant» (5 стальных и 3 пластиковых), таким образом предоставляя выбор из 32 моделей.



КАТ. НОМЕР

T100	230VAC 50/60Hz Euro plug
T100 US	120VAC 60Hz US plug
TC120	230VAC 50/60Hz Euro plug
TC120 US	120VAC 60Hz US plug
TX150	230VAC 50/60Hz Euro plug
TX150 US	120VAC 60Hz US plug
TXF200	230VAC 50/60Hz Euro plug
TXF200 US	120VAC 60Hz US plug