

LF-1, Лабораторная тумбочка

ОПИСАНИЕ

Новая модульная конструкция лабораторной мебели обеспечивает гибкость и легкость в использовании.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Внутренние размеры выдвижного ящика (Д×Ш×В)	235 × 385 × 50 мм 235 × 385 × 150 мм
Размеры (Д×Ш×В)	300 × 450 × 705 мм
Вес	28 кг



КАТ. HOMEP

BS-050101-BK

LF-1, Лабораторная тумбочка

АКСЕССУАРЫ



UVC/T-AR

BS-040102-AAA

Бокс для стерильных работ

Бокс для стерильных работ UVC/T-AR применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы, стекла (или оргстекла) и рабочей поверхности, ...

[читать далее](#)



UVC/T-M-AR

With built in socket and inlet for power cords
Бокс для стерильных работ

Бокс для стерильных работ UVC/T-M-AR применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы, стекла и рабочей поверхности, выполненной из ...

[читать далее](#)



LT-120

BS-040107-EK

Регулируемый по высоте стол

Этот лабораторный стол является идеальным решением для любого исследовательского или лабораторного учреждения.

Он имеет рабочую поверхность из химически стойкого ламината высокого давления, что делает его пригодным для использования в различных ...

[читать далее](#)



UVT-B-AR

With built in socket and inlet for power cords
Бокс для стерильных работ

Бокс для стерильных работ UVT-B-AR применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы, стекла и рабочей поверхности, выполненной из ...

[читать далее](#)



UVT-S-AR

BS-040107-AAA

Бокс для стерильных работ

Бокс для стерильных работ UVT-S-AR применяется для чистой работы с ДНК-пробами. Обеспечивает защиту от контаминации.

Все модели боксов являются настольными, изготовлены из металлической рамы, стекла и рабочей поверхности, выполненной из ...

[читать далее](#)



LT-150

BS-040107-JK

Регулируемый по высоте стол

Этот лабораторный стол является идеальным решением для любого исследовательского или лабораторного учреждения.

Он имеет рабочую поверхность из химически стойкого ламината высокого давления, что делает его пригодным для использования в различных ...

[читать далее](#)



LT-180

BS-040107-NK

Регулируемый по высоте стол

Этот лабораторный стол является идеальным решением для любого исследовательского или лабораторного учреждения.

Он имеет рабочую поверхность из химически стойкого ламината высокого давления, что делает его пригодным для использования в различных ...

[читать далее](#)



T-4

BS-040101-BK

Стол

Новая модульная конструкция лабораторной мебели обеспечивает гибкость и легкость в использовании.



T-4L

BS-040107-BK

Стол

Новая модульная конструкция лабораторной мебели обеспечивает гибкость и легкость в использовании.